

vyaire™  
M E D I C A L

by anandic



Vyair AirLife™  
Masques de ventilation non invasive



## Masques de ventilation non invasive

Nos masques VNI (ventilation non invasive) faciaux et nasaux offrent aux cliniciens une solution fiable, tout en fournissant confort et sécurité aux patients. Le harnais réglable en quatre points et le raccord pivotant souple permettent un ajustement et un réglage aisés.

Les masques sont conçus en silicone léger et épousent le visage du patient pour un port confortable, et le clip de dégagement rapide évite tout réajustement une fois le masque retiré. Inodores et faciles à nettoyer, les masques sont disponibles avec ou sans fuite et en trois tailles, afin de s'adapter à la majorité des patients.

## Masques VNI (10/boîte)

Référence	Description du produit
NIV040S	Masque facial avec fuite avec valve anti-asphyxie (VAA), taille S
NIV040M	Masque facial avec fuite avec VAA, taille M
NIV040L	Masque facial avec fuite avec VAA, taille L
NIV043S	Masque facial sans fuite avec VAA, taille S
NIV043M	Masque facial sans fuite avec VAA, taille M
NIV043L	Masque facial sans fuite avec VAA, taille L
NIV041S	Masque facial sans fuite, taille S
NIV041M	Masque facial sans fuite, taille M
NIV041L	Masque facial sans fuite, taille L
NIV042S	Masque nasal avec fuite, taille S
NIV042M	Masque nasal avec fuite, taille M
NIV042L	Masque nasal avec fuite, taille L
NIV044S	Masque nasal sans fuite avec VAA, taille S
NIV044M	Masque nasal sans fuite avec VAA, taille M
NIV044L	Masque nasal sans fuite avec VAA, taille L

## Caractéristiques principales

- Raccord pivotant souple permettant un positionnement facile du circuit
- Harnais confortable réglable en quatre points avec une sangle au sommet du crâne pour une stabilité et une étanchéité renforcée
- Appui frontal ajustable assurant confort et stabilité
- Bourrelet souple qui épouse le visage, limitant ainsi la nécessité d'un serrage excessif
- Sangle de dégagement rapide
- Fabriqués sans DEHP

## Masques nasaux VNI



## Sangle de dégagement rapide



## Appui frontal ajustable





Pour de plus amples informations, contactez votre représentant Vyairé le plus proche.



Postfach · Stadtweg 24  
CH-8245 Feuerthalen · Switzerland  
Tel. +41 848 800 900  
info@anandic.com · www.anandic.com

#### SIÈGE INTERNATIONAL

Vyairé Medical, Inc.  
26125 N. Riverwoods Blvd.  
Mettawa, IL 60045  
États-Unis



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP La Haye  
Pays-Bas



Vyairé Medical, Inc.  
26125 North Riverwoods Blvd  
Mettawa, IL 60045  
États-Unis



#### COMMANDITAIRE AUSTRALIEN

Vyairé Medical Pty Ltd  
Level 5, 7 Eden Park Drive  
Macquarie Park, NSW, 2113  
Australie

[vyaire.com](http://vyaire.com)

Exclusivement pour une distribution en Europe, en Australie, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

© 2019 Vyairé. Vyairé, le logo Vyairé et AirLife sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Vyairé Medical, Inc. ou de l'une de ses filiales. Dispositifs médicaux de classe IIa conformément à la directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux. Veuillez lire l'ensemble du mode d'emploi fourni avec les dispositifs ou suivre les instructions indiquées sur l'étiquette des produits. VYR-INT-1900263