



vyaire™
MEDICAL

by anandic⁺

Vyair Verso™
Geschlossenes Absaugsystem

Fortschrittliche geschlossene Absaugtechnologie zur Vermeidung von Lungen-Derecruitment

Das geschlossene Absaugsystem ist dafür vorgesehen, einen sicheren und einfachen Zugang zu den Atemwegen eines beatmeten Patienten zu erhalten. Dem Therapeutenteam ist bekannt, dass die Trennung oder „Unterbrechung“ des Beatmungskreislaufs zum Derecruitment der Lungen und zu Hypoxämie führen kann und somit ein Risiko für Kreuzkontaminationen schafft. Das System umfasst den Verso™-Atemwegsadapter mit der Pucker-Ventiltechnologie, die die Luftwege des Patienten gegen den Zugangsport abdichtet und eine sichere, kontinuierliche Beatmung aufrechterhält, während Sie Eingriffe an den Atemwegen durchführen.



Die Pucker-Ventiltechnologie trägt zur Aufrechterhaltung einer sicheren, kontinuierlichen Beatmung während Eingriffen bei.

Anschluss von Beatmungsproduktlösungen für mehr Sicherheit und Vielseitigkeit

Das geschlossene Absaugsystem ist ein Mehrzweckprodukt, das aus modularen Komponenten besteht und Ihren Patienten mehr Sicherheit als einteilige geschlossene Absaugkathetersysteme bietet.

Mehr Sicherheit

- Der Verso-Adapter ermöglicht den klinischen Anwendern den Wechsel von geschlossenen Absaugkathetern und die Durchführung von verschiedenen Eingriffen an den Atemwegen über einen einzelnen Port, ohne das Beatmungssystem zu trennen.
- Die Pucker-Ventiltechnologie dichtet die Luftwege des Patienten gegen den Zugangsport ab, um während Eingriffen an den Atemwegen eine sichere, kontinuierliche Beatmung aufrechtzuerhalten.
- Die Verso-Adapter und geschlossenen Absaugkatheter sind DEHP-frei.

Mehr Vielseitigkeit

- Der Verso Mehrzweck-Atemwegsadapter ist vielseitig einsetzbar: für die geschlossene Absaugung, offene Absaugung, bronchoskopische Verfahren, Mini-BALs und das Einbringen von Medikamenten.
- Die Drehgelenkoption für den Verso-Adapter steigert die Flexibilität bei der Umlagerung des Patienten.
- Surfactant-Einführungskatheter können angeschlossen werden, ohne den Patienten vom Kreislauf zu trennen.

Kostenreduzierung durch intensive Nutzung

Verso-Adapter sind für eine Verwendung von bis zu sieben Tagen zugelassen, die Katheter für bis zu 72 Stunden. Das zweiteilige geschlossene Absaugsystem ermöglicht es dem klinischen Personal, bei Bedarf nur den Katheter und nicht auch den Adapter zu ersetzen, wie es bei anderen geschlossenen Absaugsystemen erforderlich ist. **Dies hilft, sowohl Zeit als auch Kosten zu sparen.**



CSC100



CSC400



CSC500



CSC110



CSC114



CSC300



CSC600



CSC205S

Produkte für Erwachsene/Kinder

Beschreibung	Bestell-Nr.	Anzahl (pro Karton)
Adapter		
Verso-Atemwegsadapter für Erwachsene/Kinder	CSC100	20
Verso 90-Atemwegsadapter für Erwachsene/Kinder	CSC400	20
Verso T-Atemwegsadapter für Erwachsene/Kinder	CSC500	20
Geschlossene Absaugkatheter zur Verwendung mit Verso-Atemwegsadaptern		
10-French-Katheter	CSC110	50
12-French-Katheter	CSC112	50
14-French-Katheter	CSC114	50
16-French-Katheter	CSC116	50
14-French-Katheter mit direktonaler Spitze	CSC114D	50
10-French-Tracheostomiekatheter	CSC110T	50
12-French-Tracheostomiekatheter	CSC112T	50
14-French-Tracheostomiekatheter	CSC114T	50
16-French-Tracheostomiekatheter	CSC116T	50

Produkte für Neugeborene/Kleinkinder

Beschreibung	Bestell-Nr.	Anzahl (pro Karton)
Adapter		
Neo-Verso™-Y-Atemwegsadapter für Neugeborene/ Kleinkinder	CSC300	20
Neo-Verso-Atemwegsadapter für Neugeborene mit Drehgelenk	CSC600	20
Geschlossene Absaugkatheter zur Verwendung mit Neo-Verso-Atemwegsadaptern		
5-French-Katheter	CSC205	50
6-French-Katheter	CSC206	50
7-French-Katheter	CSC207	50
8-French-Katheter	CSC208	50
Spezialkatheter zur Verwendung mit Neo-Verso-Atemwegsadaptern		
5-French-Flüssigkeits-/Zugangskatheter	CSC205S	50

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vyaire-Repräsentanten vor Ort.



ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG
Stadtweg 24, 8245 Feuerthalen

Tel. 0848 800 900
info@anandic.com
www.anandic.com



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Niederlande



Vyaire Medical, Inc.
26125 N. Riverwoods Blvd.
Mettawa, IL 60045
USA