by anandic

Laryngoskop-Systeme

Greenlight II
ISO Green Standard
Laryngoskop-Griff und -Spatel

Vital View II Laryngoskop-Griff und -Spatel





Greenlight II™ und Vital View™ II bieten vielfältige Funktionen und Vorzüge für die Laryngoskopie, die die klinische Anwendung, Therapie und Materialverwaltung erheblich verbessern können. Für beide Laryngoskop-Griffe besteht eine 5-Jahres-Garantie. Die Griffe sind mit dem Safe Sac™-Laryngoskop-Griffüberzug kompatibel, der Verschmutzung und Kreuzkontaminationen vorbeugt.

Hell: Die LED des Greenlight II und Vital View II ist eine der hellsten Lichtquellen auf dem Markt. Das proximale Ende des Lichtstabes ist bei allen Laryngoskop-Spateln mit einer Blende versehen, um Lichtreflexionen vorzubeugen, die die Visualisierung beeinträchtigen könnten.

Langlebig: Die Lebensdauer der LED beträgt bei beiden Systemen ca. 50.000 Stunden. Die hocheffiziente Greenlight II- und Vital View II-Technologie bietet gegenüber Standardlichtquellen mit Glühbirnen eine bis zu siebenfach längere Batterielebensdauer. Beide Systeme liefern darüber hinaus eine konstante Lichtleistung auch bei nachlassender Batteriespannung, während die Leuchtstärke bei herkömmlichen Laryngoskop-Systemen häufig mit der Zeit abfällt.

Ergonomisch: Die ergonomisch geformten Griffe beider Laryngoskop-Systeme sind mit einem haltbaren, rutschfesten Überzug versehen.

Therapie auf höchstem Niveau: Die Einweg-Laryngoskop-Spatel von Vital Signs aus Edelstahl oder chirurgischem Kunststoff tragen zur Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen und Infektionen bei. Sie bieten eine gleichmäßige, optimale Beleuchtung. Bei wiederverwendbaren Spateln kann die Lichtleistung mit der Zeit durch häufige Sterilisation nachlassen.

Produktivität: Spatel für den Einmalgebrauch können die Produktivität steigern und die Kosten verringern, die durch die aufwändige Dekontaminierung, Sterilisation und den Transport zur Aufbereitung von wiederverwendbaren Spateln entstehen. Mit Einmal-Spateln müssen darüber hinaus keine fehlenden oder abgenutzten Spatel ersetzt werden.



Greenlight II™ Laryngoskop-Griff und Spatel (ISO Green Standard)



	Beschreibung	Packungsmenge	Bestellnummern
Greenlight II™ Laryngoskop-System* (ISO Standard)†	Standardgriff	1	4558GSP
	Stubby-Griff	1	4559GSP
	Macintosh-Spatel, Kunststoff, Größe 2/3/4	20	4002GSP / 4003GSP / 4004GSP
	Miller-Spatel, Kunststoff, Größe 0/1/2/3	20	4010GSP / 4011GSP / 4012GSP / 4013GSP
	Macintosh-Spatel, Edelstahl, Größe 2/3/4	20	4602 / 4603 / 4604
	Miller-Spatel, Edelstahl, Größe 0/1/2/3	20	4610 / 4611 / 4612 / 4613
Vital View™ II Laryngoskop-System‡	Standardgriff	1	4556
	Macintosh-Spatel (Europa), Kunststoff, Größe 2/3/4	20	4002 / 4003 / 4004
	Miller-Spatel, Kunststoff, Größe 0/1/2/3	20	4510 / 4511 / 4512 / 4513
	Macintosh-Spatel für verbesserte Sichtbarkeit, Kunststoff, Größe 2/3/4	20	4502 / 4503 / 4504
Safe Sac [™] -Griffüberzug	Laryngoskop-Griffüberzug	400	4552